

北杜市介護用品支給事業カタログ

令和 6 年 4 月～

明野・武川のみ

やさしさ・おもいやり…



有限会社 **グット케어**

☎055-236-6006

PUサルバ やわ楽パンツ

モレ防止と快適さを同時に実現した **はじめてのはき心地**

おなかは「楽(らく)」に、モレやすい背中・下腹部はフィットさせる、全方向フィット



従来の品 **やわ楽パンツ**

加齢に伴って体型は変化します。運動になると肩幅は大きくなり、おしりは垂れ下がってきます。そこで、やわ楽パンツではおなかとおしりはゆったりさせ、モレにつながる背中・下腹部とウエスト部分をしっかりとフィットさせる構造を採用しました。

お肌にやさしいサルバ独自の機能

新開発! ムレやすいウエスト部分の **通気性ぐ〜んとアップ!**

通気性の比較 (AEC (cm/min))

やわ楽パンツ	120.1
従来品	76.6

お肌ケアに必要 **素肌と同じ弱酸性**

弱酸性素材について
人間の皮膚は弱酸性の環境と保つておくことが大切です。やわ楽パンツは素肌と同じ弱酸性の素材を採用し、肌を清潔に保ち、肌荒れを防ぎます。



尿とりパッドをフィットさせてモレを防ぐ

尿とりパッド

従来のフィットアップギャザーが尿とりパッドを押し上げて尿漏れに繋がります。

スイングギャザーで交換らくらく

スイングギャザーは、簡単に開閉できるため、パンツを履く際に尿がひっかかりにくく、立位での交換がスムーズになります。

従来の品

やわ楽パンツ

日中～夜間まで使える **パンツタイプ**

スイングギャザーが大型のパッドもしっかり固定!

パンツを引き上げると、装着前は開いているギャザーがスイングして立ち上がり、パッドを包み込みます。大型パッドとの組み合わせでもご使用できます。

従来品	やわ楽パンツ
<p>装着前</p> <p>閉じています</p>	<p>装着前</p> <p>尿とりパッド</p> <p>スイングギャザー</p> <p>装着前は開いています</p>
<p>装着後</p> <p>従来のパンツタイプはパッドがギャザーの上に乗ってしまうことで、モレが発生しやすくなります。</p>	<p>装着後</p> <p>スイングしてパッドを包み込みます</p>
<p>尿とりパッドの端のイメージ</p> <p>パッドがギャザーの上に乗ってしまいます</p>	<p>立体ギャザー</p> <p>パッドはギャザー内に収まります</p>

ア①



Sサイズ 26枚入
ウエストサイズ: 55~75 cm
2,600 円(税込)

ア②



Mサイズ 24枚入
ウエストサイズ: 60~90 cm
2,600 円(税込)

ア③



Lサイズ 22枚入
ウエストサイズ: 80~115 cm
2,600 円(税込)

ア④



LLサイズ 20枚入
ウエストサイズ: 100~125 cm
2,600 円(税込)

PUサルバ 安心Wフィット

消臭
弱酸性
抗菌
pHコントロールバリア

何度でもつけはずしできる
面ファスナーテープ

ムレを防ぐ
全面通気シート

装着の目印に
センターライン



あてナビ
止める順番は青・青・白・白
テープは
①はじめに下のテープ(青色)を斜め上
に向けて引き上げるようにして止め
ます。
②次に上のテープ(白色)を腰骨に引っ
掛けるように下に向けて止めます。

せきとめてモレを防ぐ
モレストップギャザー



気になる臭いも安心*
吸収ポリマー

*アンモニアに対して

おむつ内の
水様便の動き

水様便は
紙おむつの中で、
すき間を求めて
移動します。



大量の水様便を紙おむつで吸収することは現在できないため、おむつの中にスペースを作り「便をためる」ことが必要になります。



便モレ対策としてフラットタイプやパッドを重ねて当てると「便がたまる」スペースがなくなり、モレてしまいます。

サルバ安心WフィットのWフィット構造は、上層吸収体と下層吸収体の間に便をためるスペースを作ります。

イ①



Mサイズ 30枚入
ウエストサイズ:70~95 cm

4,700 円(税込)

イ②



Lサイズ 26枚入
ウエストサイズ:90~125 cm

4,700 円(税込)

紙パンツ用

スキンケア

やわ楽パンツにぴったり収まる

サルバ 紙パンツ用 やわ楽パッド

何度でもつけ直しができる
動いてもズレにくい
**前後2ヶ所の
ズレ止めテープ**
テープははがさずに
そのまま使用できます。

スピード吸収で
お肌さらさら
地下水路機能

横モレを防ぐ
高い立体ギャザー
**ハイフィット
ギャザー**

2つ折りだから
片手でも開きやすく
装着・交換らくらく

気になる臭いも安心*
吸収ポリマー
※アンモニアに対して

*イラストは、サルバ 紙パンツ用やわ楽パッド
2回吸収です。



併用推奨アイテム

- パンツタイプ紙おむつ
- サルバやわ楽パンツ ⇒13ページ
 - サルバやわ楽パンツ安心うす型 ⇒14ページ
 - パンツタイプXL ⇒15ページ



*肌側に近いリブ
⇒19ページをご参照ください。

エ①



男女共用 46 枚入

1,900 円(税込)